
## CardioSoft-Diagnosesystem Networking

## Leistung und Vielseitigkeit zur Anpassung an die Anforderungen Ihrer Einrichtung

Das CardioSoft\* Diagnosesystem verwandelt Ihren Laptop/PC oder Computernetzwerk in ein erweitertes Diagnosesystem zum einfachen Aufnehmen, Analysieren, Speichern und Weitergeben von Ruhe-EKGs, Belastungstests sowie ambulanten Blutdruck- und Spirometriemessungen.

- CardioSoft kann in einer Citrix® Umgebung oder in einer herkömmlichen Umgebung mit Datensicherheitsmaßnahmen für Zugangskontrolle und -privilegien betrieben werden
- CardioSoft Diagnosesystem Networking verbindet Ihre Workstations mit einem LAN für optimierten Zugriff und verbesserte Arbeitsabläufe
- CardioSoft Web ermöglicht Fernzugriff auf Berichte von praktisch überall her
- Mehrstufige Sicherheitsprivilegien und Zuweisung eindeutiger Passworte unterstützen die Systemintegrität und schützen Patientendaten
- Client-Floating-Lizenzen mit automatischem Unterbrechen und Einloggen optimieren die Systembenutzung und vergrößern die Sicherheit Ihres Servers
- Databanksynchronisierung ermöglicht Geräte offline oder per Fernbedienung zu nutzen, mit automatischer Datenzusammenfügung bei Verbindung.





Computerspezifikationen	
Mikroprozessor	Minimum: "Pentium 4 Klasse" Prozessor 1,6 GHz (Windows XP Professional); "Pentium 4 Klasse" Prozessor 2 GHz (Windows 7 Professional)
RAM (Arbeitsspeicher)	Minimum: 512 MB (Windows XP Professional); 1 GB (Windows 7 Professional)
Festplatte	Minimum: 20 GB (je nach der Anzahl von zu speichernden Untersuchungen); 4 GB freier Speicherplatz
Software-Installation	CD-ROM-Laufwerk
Eingabegerät	Maus
Grafikkarte	Minimum: SVGA 1024 x 768 Empfohlen: SXGA 1280 x 1024
Schnittstellen	Minimum: 2 USB-Ports, CD-RW, SD-Karte, Netzwerkschnittstellenkarte (empfohlen), Seriell RS232 für jedes Gerät das diesen Schnittstellentyp verwendet
Betriebssystem	Windows XP/Professional SP3; Windows 7 Professional (32 Bit und 64 Bit, mit SP1);
Drucker	HP P3015dn (Drucker nicht in allen Regionen von GE Healthcare zum Kauf verfügbar. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit bei Ihrem lokalen Vertriebsrepräsentanten von GE)
Zusätzliche Software für die Exportfunktion	Microsoft® Word und Excel® (optional)
Lokales Netzwerk (LAN)	Wireless: 802.11G (optional) TCP/IP-Schnittstelle
Citrix®	Die Citrix-Anwendungssoftware wird nicht von GE Healthcare verkauft, installiert oder unterstützt.

GE Healthcare P.O. Box 900, FIN-00031 GE, Finnland Tel. +358 10 394 11 Fax +358 9 146 3310 www.gehealthcare.com Deutschland

Munzinger Str. 5
79111 Freiburg
T: +49 761 4543 0
F: +49 761 4543 233
GE Healthcare Service Center
T: 0800 4343258
T: 0800 GEHealthcare

©2011 General Electric Company – Alle Rechte vorbehalten.

Die General Electric Company behält sich das Recht vor, die genannten Spezifikationen und Funktionen zu einem beliebigen Zeitpunkt und ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtungen zu ändern oder die Herstellung des Produkts einzustellen.

\*GE, das GE Monogramm, CardioSoft, CASE, Marquette, 12SL, MAC und MUSE sind Marken der General Electric Company.

 ${\sf GE\ Healthcare, ein\ Gesch\"{a}ftsbereich\ der\ General\ Electric\ Company}.$ 

Citrix ist eine Marke von Citrix Systems, Inc.

HP LaserJet ist eine Marke der Hewlett-Packard Company.

 ${\it Microsoft}, {\it Excel}, {\it Word}, {\it Windows~und~Windows~Server~sind~Marken~der~Microsoft~Corporation}.$ 

Pentium ist eine Marke der Intel Corporation.

