

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:	205 x 67 cm	Motorleistung:	6 kN
Gewicht:	±79 kg	Motornutzung:	max. 2 Minuten an/ 18 Minuten aus
Höhenverstellung:	50 - 100 cm elektrisch 52 - 99 cm hydraulisch	Hydraulikpumpe:	10 kN
Traglast:	Max. 200 kg	Rahmenmaterial:	Stahlrahmen
Netzspannung:	230 VAC, 50/60 Hz 120 VAC, 60 Hz 100 VAC, 50/60 Hz	Rahmenverarbeitung:	Pulverbeschichtet, weiß RAL 9016
Leistungsaufnahme:	max. 2,0 A	Konformität:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 EU Verordnung 2017/745 2012/19/EU WEEE 2011/65/EU RoHS
Isolationsklasse:	Klasse II	CE	Garantie: Tisch 3 Jahre, Classique-Polsterung 1 Jahr
Geräteklassifikation:	I		
Anwendungsteile:	Typ BF		
Feuchtigkeitsschutz:	IP21		

## KISSENPOLSTERUNG

Classique: PVC, phthalatfrei, biokompatibel, abriebfest und flammhemmend.

## KISSENBEZÜGE

Linear: Einfach gepolstert, 40 kg/m<sup>3</sup>

## OPTIONEN

Räder  
Sicherheitsschalter für Fuß- oder Handsteuerung

Gesichtsöffnung  
Ergomax-Gesichtsöffnung

## ABMESSUNGEN / FUNKTIONALITÄT

