

## TECHNISCHE DATEN

|                       |  |   |  |
|-----------------------|--|---|--|
| Abmessungen:          | 205 x 67 cm  | Motorleistung:  | 6 kN   |
| Gewicht:              | ±78 kg   | Motornutzung:   | max. 2 Minuten an/<br>18 Minuten aus   |
| Höhenverstellung:     | 50 - 100 cm elektrisch<br>52 - 99 cm hydraulisch         | Hydraulikpumpe:   | 10 kN  |
| Traglast:             | Max. 200 kg  | Rahmenmaterial:   | Stahlrahmen  |
| Netzspannung:         | 230 VAC, 50/60 Hz<br>120 VAC, 60 Hz<br>100 VAC, 50/60 Hz | Rahmenverarbeitung:   | Pulverbeschichtet,<br>weiß RAL 9016  |
| Leistungsaufnahme:    | max. 2,0 A   | Konformität:  | IEC/EN 60601-1<br>IEC/EN 60601-1-2<br>EU Verordnung 2017/745<br>2012/19/EU WEEE<br>2011/65/EU RoHS |
| Isolationsklasse:     | Klasse II  |  | Garantie:<br>Tisch 3 Jahre,<br>Classique-Polsterung 1 Jahr   |
| Geräteklassifikation: | I  |   |  |
| Anwendungsteile:      | Typ BF   |   |  |
| Feuchtigkeitsschutz:  | IP21   |   |  |

## KISSENPOLSTERUNG

Classique: PVC, phthalatfrei, biokompatibel, abriebfest und flammhemmend.

## KISSENBEZÜGE

Linear: Einfach gepolstert, 40 kg/m<sup>3</sup>

## OPTIONEN

Räder  
Sicherheitsschalter für Fuß- oder Handsteuerung

Gesichtsöffnung  
Ergomax-Gesichtsöffnung

## ABMESSUNGEN / FUNKTIONALITÄT

