


TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---|--|
| Abmessungen: | 206 x 67 cm | Motorleistung | 8 kN |
| Gewicht: | 109 kg | Einsatz des Motors: | Max. 2 Minuten/ 18 Minuten aus |
| Höhenverstellung: | ± 47 – 97 cm | Hydraulikpumpe: | 10 kN |
| Hubkapazität: | Max. 200 kg | Rahmenmaterial: | Stahlrahmen |
| Netzspannung: | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Beschichtung des Rahmens: | Pulverbeschichtet, weiß, RAL 9016 |
| Strom: | Max. 3,0 A | Konformität: | IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 EU Verordnung 2017/745 2012/19/EU WEEE 2011/65/EU RoHS |
| Stromverbrauch im Standby: | Max. 3 W |  | Garantie: Rahmen 3 Jahre, Premiumpolsterung 3 Jahre, klassische Polsterung 1 Jahr |
| Isolierung: | Klasse II | | |
| Geräteklassifikation: | I | | |
| angeschlossene Teile | Typ BF | | |
| Feuchtigkeitsschutz: | IP21 | | |

Hinweis: Die Motoren verstellen im Akkubetrieb langsamer als im Netzbetrieb.

POLSTERBEZÜGE

| | |
|------------|---|
| Klassisch: | PVC, phthalatfrei, biokompatibel, abriebfest und flammwidrig. |
| Premium: | PU, phthalatfrei, biokompatibel, abriebfest und flammwidrig. |

POLSTERUNG

| | |
|-------------|--|
| Linear: | Einfach gepolstert, 40 kg/m ³ |
| Progressiv: | Doppelt gepolstert, 100 kg/m ³ und 40 kg/m ³ |

OPTIONEN

| | | | |
|-------------------|---|-----------------------------|--|
| Ergomax: | PU-Schaum, geschlossene Haut, geringe Dichte 5 Shore | Memory-Funktion: | Drei programmierbare Einstellungen für Höhenverstellung Betrieb über kabellose Bluetooth-Fernbedienung |
| Polsterheizung: | 34 °C, 36 °C und 38 °C Betrieb über kabellose Bluetooth-Fernbedienung Zeitschaltuhr 30 Minuten Maximaler Energieverbrauch= 180 W | LED-Paket: | Chassis-Beleuchtung in 14 Farben, einschließlich Helligkeitssteuerung Energieverbrauch= 10 W |
| Batteriefunktion: | Li-ion 25,9 VDC, 2,25 Ah | Sichere Bewegungserkennung: | Energieverbrauch= 1 W |

FUNKTIONALITÄT / ABMESSUNGEN

